

MICROSCOPIA Y MICROBIOLOGÍA

MICROSCOPY AND MICROBIOLOGY

MICROCOSPIA E MICROBIOLOGIA



DESECADORES DE FILTRACIÓN AL VACÍO

PP / PC

Desecadores a prueba de explosiones; soportan un vacío de -740 mm Hg con una pérdida no superior a 20 mm Hg en 24 horas (cero absoluto: -760 mm/HG). La cubierta superior transparente de policarbonato está acoplada a la sección inferior de polipropileno y la estanqueidad se garantiza con la inserción de una junta de goma de neopreno en la ranura correspondiente. Una fina capa de grasa distribuida en la junta tórica ayuda a crear el vacío inicial. Los desecadores disponen de un cesto interno que sirve de contenedor para el cloruro de calcio u otros agentes desecantes. La tapa dispone de una válvula de policarbonato con válvula de polietileno (at. 229) que, al girarla ligeramente, permite la entrada de aire sin turbulencias.

Nota de uso:

- quitar la tapa de PC - insertar las muestras
- abrir la válvula de retención (llave de paso) - conectar el tubo de la bomba a la llave de paso del desecador para crear vacío
- cerrar la válvula de retención.

FILTRATION AND VACUUM DESICCATORS

PP / PC

Implosion proof desiccators. Will take vacuum of -740 mm Hg with loss (absolut zero: -760 mm/HG) not exceeding 20 mm Hg in 24 hours. The transparent polycarbonate cover seals onto a neoprene 'O' ring set into the flange of the PP base. A little grease spread on the 'O' ring will assist in establishing initial vacuum. Within the desiccator is a removable pan for holding a drying agent. Vacuum release tap/non return valve assembly is included (art. 229); specially grooved stopper in this assembly allows air, when required, to be re-admitted very slowly to avoid disturbing the contents.

Usage Instructions:

- remove the cover in PC - insert the samples in the pan
- open the vacuum retention valve (PE needle) connect the tube of the pump to the dessiccator spigot in order to create vacuum close the vacuum retention valve

FILTRAÇÃO À VÁCUO E DESSECADORES

PP / PC



Dessecador à prova de implosões; suporta um vácuo de -740mm/HG com uma perda máxima de 20 mm/ Hg em 24 horas. A calota superior transparente é moldada em policarbonato e é fixada à parte inferior de polipropileno, sendo que a vedação é garantida através de um anel de neopreno inserido no sulco apropriado da parte inferior. A tampa possui uma válvula de vedação de policarbonato com uma torneira de polietileno (Art. 229), que, com uma ligeira rotação, permite a entrada progressiva de ar. Uma fina camada de lubrificante espalhada pelo anel de vedação ajuda a criar o vácuo inicial. Os dessecadores possuem um berço interno que serve como recipiente para o cloreto de cálcio ou outro agente dessecante.

Instruções de uso:

- remover a tampa em PC - introduzir as amostras
- abrir a válvula de retenção (tubo em ponta) - conectar o tubo da bomba à válvula do dessecador para criar o vácuo
- fechar a válvula de retenção.



Art.	Vol. lt	Ø int mm	h ext. mm / Ext. h mm / h ext. mm	h int. mm / Int. h mm / h int. mm
550	2,15	150	190	135
230	4,35	200	230	175
554	9,20	250	300	225



DISCOS PARA DESECADORES

PP

De polipropileno, son útiles como superficie de apoyo para crisoles u otros envases (cajas de Petri, etc.) usados a temperatura ambiente.

DESICCATOR PLATES

PP

These plates made of PP are extremely useful as a support for crucibles, Petri dishes etc. Use at room temperature. Not suitable for use with hot crucible.

PLACAS PARA DESSECADOR

PP

Feitas de polipropileno, são úteis como suporte de cadinhos ou outros recipientes (placas de Petri, etc.). Usar à temperatura ambiente.

Art.	Ø x prof. / Ø x depth / Ø x profund.	Dessecador / Dessicator / Dessecador
551	7x140,5	550
231	7,3x189	230
553	7x238	554