



Ponemos a su disposición la amplia y completa gama de papel de filtro RS en la que podrá encontrar distintos tipos de papel de filtro en cuanto a características, velocidad de filtración y material de fabricación; cubriendo el amplio y variado espectro de aplicaciones de este material en los distintos sectores (industria agro-alimentaria y de bebidas, metalurgia, control de contaminación ambiental, investigación, sanidad, educación, etc.).

Para ofrecerle el tipo de papel de filtro que mejor se adapte a sus necesidades contamos con la colaboración y asesoramiento de Ms Jean-Pierre Durieux, experto en papel de filtro que cuenta con años de experiencia en el sector.

- Filtros estándar fabricados en papel puro de celulosa
- Filtros cuantitativos, sin cenizas, en los que la cantidad de materia mineral ha sido reducida al mínimo
- Filtros cualitativos para todo tipo de filtraciones de rutina
- Filtros de microfibras de vidrio con elevada resistencia térmica
- Filtros de microfibras de cuarzo, especialmente indicados para el control del nivel de polución en chimeneas industriales.

We offer the wide and complete range of RS filter paper in which different types of filter paper regarding features, filtration speed and manufacturing materials, can be found; thus covering the wide and varied range of applications of this material in the different sectors (food and beverage industry, metallurgy, environmental pollution control, hospitals, research, education, etc.).

To find the type of filter paper that better fits user necessities we count with the collaboration and advice of Ms Jean-Pierre Durieux, an expert on filter paper with many years of experience in this area.

- Standard filter paper made of pure rag of cotton cellulose
- Quantitative ashless filters, in which the quantity of mineral is reduced to minimum
- Qualitative filters for any routine filtration application
- Glass microfiber filters with high thermal resistance
- Quartz microfiber filters, especially aimed to control pollution level in industrial chimneys.



*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.





Filtros estándar | Standard filters

Marca|Trademark: **FiltresRS**

Aplicación en industria farmacéutica y agro-alimentaria, sanidad, investigación y educación.

Application: hospitals, food and pharmaceutical industries, research and education.



| | |
|--|---------------------|
| Tipo / Type | Estándar |
| Gramaje / Weight | 77 g/m ² |
| Grosor / Thickness | 0.16mm /0.18 mm |
| pH | 7 |
| Humedad / Humidity | 6.8% ± 0.2% |
| Resistencia en seco / Resistance, dry state | |
| Longitudinal / Longitudinal | 3.5/4.0 Kg > 3.5 Kg |
| A través / Through | 1.3/1.4 Kg > 2.2 Kg |
| Resistencia en húmedo / Resistance, wet state | |
| Longitudinal / Longitudinal | > 0.8 Kg |
| A través / Through | > 0.5 Kg |
| Porosidad / Porosity | 8-11µm |

| Plano Plain | Plegado Folded | Ø (mm) Ø (mm) | Caja de (uds) Box of (units) |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 80001055 | | 55 | 100 |
| 80001070 | 80002070 | 70 | 100 |
| 80001090 | | 90 | 100 |
| 80001100 | 80002100 | 100 | 100 |
| 80001130 | 80002130 | 130 | 100 |
| 80001150 | 80002150 | 150 | 100 |
| 80001185 | | 185 | 100 |
| 80001190 | 80002190 | 190 | 100 |
| 80001250 | 80002250 | 250 | 100 |
| 80001330 | 80002330 | 330 | 100 |
| 80001400 | 80002400 | 400 | 100 |
| 80001450 | 80002450 | 450 | 100 |
| 80001500 | 80002500 | 500 | 100 |
| 80001650 | 80002650 | 650 | 100 |

| Resma Ream | Tipo papel Paper type | Gramaje Weight (g/m ²) | Dimensiones Dimensions (cm) | Resma de Ream of hojas /sheets |
|----------------------|---------------------------------|---|--|---|
| 80003150 | Papel Joseph | 25 | 15x15 | 500 |
| 80003355 | Papel Joseph | 25 | 35x50 | 500 |
| 80003358 | Papel Joseph | 25 | 35x50 | 800 |
| 80250452 | Papel blanco 7 Kg | 67 | 40/42x52 | 500 |
| 80003520 | Papel blanco 7 Kg | 77 | 52x52 | 500 |
| 80003421 | Papel gris | 60 | 42x52 | 500 |



*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.





Filtros cuantitativos | Quantitative ashless filters

Marca|Trademark: **FiltresRS**

Aplicación en química, industria agro-alimentaria y de bebidas y metalurgia

Applications: Chemistry, food and beverage industry, metallurgy



| Tipo Type | Gramaje Weight (g/m ²) | Grosor Thickness (mm) | Retención Retention (μm) | Vel. Filtración Filtration speed (s) | Resist. en húmedo Resist. wet state |
|--------------|--|-----------------------------|--------------------------------|--|--|
| SCLO | 80 | 0.2 | 3 | 100 | Media / Medium |
| SCMO | 80 | 0.16 | 6 | 40 | Media / Medium |
| SCRO | 80 | 0.16 | 10 | 25 | Aceptable / Correct |
| SCTR | 80 | 0.13 | 15 | 12 | Aceptable / Correct |
| SCSG | 80 | 0.16 | 6 | 40 | Media / Medium |

Filtros SCLO | Filtres SCLO

Velocidad de filtración lenta
Textura densa
Ideal para la retención de precipitados finos
Cajas de 100 unidades

Slow filtration speed
Dense texture
Ideal for retention of fine precipitates
Boxes of 100 units

| Plano Plain | Plegado Folded | Ø (mm) Ø (mm) |
|----------------|-------------------|------------------|
| 82101012 | | 12 |
| 82101022 | | 22 |
| 82101040 | | 40 |
| 82101055 | | 55 |
| 82101070 | 82102070 | 70 |
| 82101090 | 82102090 | 90 |
| 82101110 | 82102110 | 110 |
| 82101125 | 82102125 | 125 |
| 82101135 | 82102135 | 135 |
| 82101150 | 82102150 | 150 |
| 82101185 | 82102185 | 185 |
| 82101210 | 82102210 | 210 |
| 82101240 | 82102240 | 240 |

Filtros SCMO | Filtres SCMO

Velocidad de filtración media
Textura media
Ideal para todo tipo de análisis gravimétricos
Cajas de 100 unidades

Medium filtration speed
Medium texture
Ideal for general gravimetric analysis
Boxes of 100 units

| Plano Plain | Plegado Folded | Ø (mm) Ø (mm) |
|----------------|-------------------|------------------|
| 82201012 | | 12 |
| 82201022 | | 22 |
| 82201040 | | 40 |
| 82201055 | | 55 |
| 82201070 | 82202070 | 70 |
| 82201090 | 82202090 | 90 |
| 82201110 | 82202110 | 110 |
| 82201125 | 82202125 | 125 |
| 82201135 | 82202135 | 135 |
| 82201150 | 82202150 | 150 |
| 82201185 | 82202185 | 185 |
| 82201210 | 82202210 | 210 |
| 82201240 | 82202240 | 240 |

*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.





Filtros SCSG | Filtres SCSG

Velocidad de filtración media, sin grasas
Textura media
Ideal para la determinación de materia grasa en industria alimentaria
Cajas de 100 unidades
Medium filtration speed, without fats
Medium texture
Ideal for determination of fats in food industry
Boxes of 100 units

| Plano Plain | Plegado Folded | Ø (mm) Ø (mm) |
|----------------|-------------------|------------------|
| 82121012 | | 12 |
| 82121022 | | 22 |
| 82121040 | | 40 |
| 82121055 | | 55 |
| 82121070 | 82122070 | 70 |
| 82121090 | 82122090 | 90 |
| 82121110 | 82122110 | 110 |
| 82121125 | 82122125 | 125 |
| 82121135 | 82122135 | 135 |
| 82121150 | 82122150 | 150 |
| 82121185 | 82122185 | 185 |
| 82121210 | 82122210 | 210 |
| 82121240 | 82122240 | 240 |

Filtros SCRO | Filtres SCRO

Velocidad de filtración rápida
Textura laxa
Ideal para laboratorios de metalurgia
Cajas de 100 unidades
Fast filtration speed
Loose texture
Ideal for metallurgical industry
Boxes of 100 units

| Plano Plain | Plegado Folded | Ø (mm) Ø (mm) |
|----------------|-------------------|------------------|
| 82301012 | | 12 |
| 82301022 | | 22 |
| 82301040 | | 40 |
| 82301055 | | 55 |
| 82301070 | 82302070 | 70 |
| 82301090 | 82302090 | 90 |
| 82301110 | 82302110 | 110 |
| 82301125 | 82302125 | 125 |
| 82301135 | 82302135 | 135 |
| 82301150 | 82302150 | 150 |
| 82301185 | 82302185 | 185 |
| 82301210 | 82302210 | 210 |
| 82301240 | 82302240 | 240 |

Filtros SCTR | Filtres SCTR

Velocidad de filtración muy rápida
Textura laxa
Ideal para la retención de precipitados gruesos como hidruros metálicos
Cajas de 100 unidades

| Plano Plain | Plegado Folded | Ø (mm) Ø (mm) |
|----------------|-------------------|------------------|
| 82401012 | | 12 |
| 82401022 | | 22 |
| 82401040 | | 40 |
| 82401055 | | 55 |
| 82401070 | 82402070 | 70 |
| 82401090 | 82402090 | 90 |
| 82401110 | 82402110 | 110 |

Very fast filtration speed
Loose texture
Ideal for retention of big precipitates as metal hydrides
Boxes of 100 units

| Plano Plain | Plegado Folded | Ø (mm) Ø (mm) |
|----------------|-------------------|------------------|
| 82401125 | 82402125 | 125 |
| 82401135 | 82402135 | 135 |
| 82401150 | 82402150 | 150 |
| 82401185 | 82402185 | 185 |
| 82401210 | 82402210 | 210 |
| 82401240 | 82402240 | 240 |

*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.





Filtros cualitativos | Qualitative filters

Marca|Trademark: **FiltresRS**

Aplicación en educación, química, industria de aceites, agro-alimentaria y de bebidas, y medioambiente

Application: education, chemistry, oil industry, food and beverage industry and environmental control



| Tipo Type | Gramaje Weight (g/m ²) | Grosor Thickness (mm) | Retención Retention (µm) | Vel. Filtración Filtration speed (s) | Resist. en húmedo Resist. wet state |
|--------------|--|-----------------------------|--------------------------------|--|--|
| FC29E | 180 | 0.45 | 2 | 200 | Muy buena / Very good |
| FC22L | 85 | 0.20 | 3 | 100 | Media / Medium |
| FC27E | 160 | 0.45 | 8 | 120 | Buena / Good |
| FC49L | 150 | 0.40 | 2 | 180 | Muy buena / Very good |
| FC28M | 80 | 0.18 | 5 | 40 | Muy buena / Very good |
| FC20M | 77 | 0.13 | 5 | 40 | Buena / Good |
| FC75M | 75 | 0.16 | 6 | 50 | Media / Medium |
| FC26R | 75 | 0.15 | 10 | 30 | Aceptable / Correct |
| FC21R | 75 | 0.17 | 10 | 35 | Media / Medium |
| FC150R | 150 | 0.35 | 8 | 40 | Muy buena / Very good |
| FC75R | 60 | 0.12 | 15 | 25 | Buena / Good |
| FC25R | 77 | 0.15 | 8 | 35 | Media / Medium |

Filtros FC29E | Filtres FC29E

Velocidad de filtración muy lenta

Papel extra duro

Ideal para soluciones acuosas y líquidos volátiles como alcoholes, combustible, éter,...

Very slow filtration speed

Extra-hard paper

Ideal for aqueous solutions and volatile liquids such as alcohols, fuels, ether,...

| Plano Plain | Plegado Folded | Ø (mm) Ø (mm) | Uds / caja Units / box |
|----------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 83001025 | | 25 | 100 |
| 83001040 | | 40 | 100 |
| 83001055 | | 55 | 100 |
| 83001070 | | 70 | 100 |
| 83001090 | 83002090 | 90 | 100 |
| 83001110 | 83002110 | 110 | 100 |
| 83001125 | 83002125 | 125 | 100 |
| 83001135 | 83002135 | 135 | 100 |
| 83001150 | 83002150 | 150 | 100 |
| 83001185 | 83002185 | 185 | 100 |
| 83001210 | 83002210 | 210 | 100 |

| Plano Plain | Plegado Folded | Ø (mm) Ø (mm) | Uds / caja Units / box |
|----------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 83001240 | 83002240 | 240 | 100 |
| 83001270 | 83002270 | 270 | 100 |
| 83001320 | 83002320 | 320 | 100 |
| 83001385 | 83002385 | 385 | 100 |
| 83001450 | 83002450 | 450 | 100 |
| 83001500 | 83002500 | 500 | 100 |
| 83001650 | 83002650 | 650 | 50 |
| 83001700 | 83002700 | 700 | 50 |
| 83001800 | 83002800 | 800 | 50 |
| 83001900 | 83002900 | 900 | 50 |
| 83001000 | 83002000 | 1000 | 50 |

*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.





Filtros FC22L | Filtres FC22L

Velocidad de filtración lenta
Textura densa de gran retención
Ideal para filtración al vacío de suero inyectable, etc.
Cajas de 100 unidades.

Slow filtration speed
Dense texture with high retention
Ideal for vacuum filtration of injectable serum, etc.
Boxes of 100 units

| Plano Plain | Plegado Folded | Ø (mm) Ø (mm) |
|----------------|-------------------|------------------|
| 83101025 | | 25 |
| 83101040 | | 40 |
| 83101055 | | 55 |
| 83101070 | 83102070 | 70 |
| 83101090 | 83102090 | 90 |
| 83101110 | 83102110 | 110 |
| 83101125 | 83102125 | 125 |
| 83101135 | 83102135 | 135 |
| 83101150 | 83102150 | 150 |

| Plano Plain | Plegado Folded | Ø (mm) Ø (mm) |
|----------------|-------------------|------------------|
| 83101185 | 83102185 | 185 |
| 83101210 | 83102210 | 210 |
| 83101240 | 83102240 | 240 |
| 83101270 | 83102270 | 270 |
| 83101320 | 83102320 | 320 |
| 83101385 | 83102385 | 385 |
| 83101450 | 83102450 | 450 |
| 83101500 | 83102500 | 500 |

Filtros FC27E | Filtres FC27E

Velocidad de filtración lenta
Papel grueso extra blando
Ideal para la filtración de aceites, jarabes, sustancias grasas. Utilizado también con embudos Buchner
Cajas de 100 unidades

Slow filtration speed
Extra-soft thick paper
Ideal for filtration of oils, syrups, fat substances. Used also with Buchner funnels.
Boxes of 100 units

| Plano Plain | Plegado Folded | Ø (mm) Ø (mm) |
|----------------|-------------------|------------------|
| 83111025 | | 25 |
| 83111040 | | 40 |
| 83111055 | | 55 |
| 83111070 | 83112070 | 70 |
| 83111090 | 83112090 | 90 |
| 83111110 | 83112110 | 110 |
| 83111125 | 83112125 | 125 |
| 83111135 | 83112135 | 135 |
| 83111150 | 83112150 | 150 |
| 83111185 | 83112185 | 185 |

| Plano Plain | Plegado Folded | Ø (mm) Ø (mm) |
|----------------|-------------------|------------------|
| 83111210 | 83112210 | 210 |
| 83111240 | 83112240 | 240 |
| 83111270 | 83112270 | 270 |
| 83111320 | 83112320 | 320 |
| 83111385 | 83112385 | 385 |
| 83111450 | 83112450 | 450 |
| 83111500 | 83112500 | 500 |
| | 83112700 | 700 |
| | 83112800 | 800 |
| | 83112000 | 1000 |

*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.





Filtros FC49L | Filtres FC49L

Velocidad de filtración lenta
Papel de 15 g/m2 de gran retención y buena solidez
Ideal para bioquímica e industria farmacéutica
Cajas de 100 unidades.

Slow filtration speed
150 g/m2 paper with high retention and good solidity
Ideal for biochemistry and pharmaceutical industry
Boxes of 100 units

| Plano Plain | Plegado Folded | Ø (mm) Ø (mm) |
|----------------|-------------------|------------------|
| 83121025 | | 25 |
| 83121040 | | 40 |
| 83121055 | | 55 |
| 83121070 | 83122070 | 70 |
| 83121090 | 83122090 | 90 |
| 83121110 | 83122110 | 110 |
| 83121125 | 83122125 | 125 |
| 83121135 | 83122135 | 135 |
| 83121150 | 83122150 | 150 |

| Plano Plain | Plegado Folded | Ø (mm) Ø (mm) |
|----------------|-------------------|------------------|
| 83121185 | 83122185 | 185 |
| 83121210 | 83122210 | 210 |
| 83121240 | 83122240 | 240 |
| 83121270 | 83122270 | 270 |
| 83121320 | 83122320 | 320 |
| 83121385 | 83122385 | 385 |
| 83121450 | 83122450 | 450 |
| 83121500 | 83122500 | 500 |

Filtros FC28M | Filtres FC28M

Velocidad de filtración media
Muy elevada resistencia incluso mojado
Ideal para soluciones ácidas o alcalinas
Cajas de 100 unidades.

Medium filtration speed
Very high resistance even when wet
Ideal for alkaline or acid solutions
Boxes of 100 units

| Plano Plain | Plegado Folded | Ø (mm) Ø (mm) |
|----------------|-------------------|------------------|
| 83201025 | | 25 |
| 83201040 | | 40 |
| 83201055 | | 55 |
| 83201070 | 83202070 | 70 |
| 83201090 | 83202090 | 90 |
| 83201110 | 83202110 | 110 |
| 83201125 | 83202125 | 125 |
| 83201135 | 83202135 | 135 |
| 83201150 | 83202150 | 150 |

| Plano Plain | Plegado Folded | Ø (mm) Ø (mm) |
|----------------|-------------------|------------------|
| 83201185 | 83202185 | 185 |
| 83201210 | 83202210 | 210 |
| 83201240 | 83202240 | 240 |
| 83201270 | 83202270 | 270 |
| 83201320 | 83202320 | 320 |
| 83201385 | 83202385 | 385 |
| 83201450 | 83202450 | 450 |
| 83201500 | 83202500 | 500 |

*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.





Filtros FC20M | Filtres FC20M

Velocidad de filtración media
Buena capacidad de retención
Ideal para aplicaciones generales y para educación
Cajas de 100 unidades.

Medium filtration speed
Good retention
Ideal for general and educational purposes
Boxes of 100 units

| Plano Plain | Plegado Folded | Ø (mm) Ø (mm) |
|----------------|-------------------|------------------|
| 83211025 | | 25 |
| 83211040 | | 40 |
| 83211055 | | 55 |
| 83211070 | 83212070 | 70 |
| 83211090 | 83212090 | 90 |
| 83211110 | 83212110 | 110 |
| 83211125 | 83212125 | 125 |
| 83211135 | 83212135 | 135 |
| 83211150 | 83212150 | 150 |

| Plano Plain | Plegado Folded | Ø (mm) Ø (mm) |
|----------------|-------------------|------------------|
| 83211185 | 83212185 | 185 |
| 83211210 | 83212210 | 210 |
| 83211240 | 83212240 | 240 |
| 83211270 | 83212270 | 270 |
| 83211320 | 83212320 | 320 |
| 83211385 | 83212385 | 385 |
| 83211450 | 83212450 | 450 |
| 83211500 | 83212500 | 500 |

Filtros FC75M | Filtres FC75M

Velocidad de filtración media
Papel muy puro
Tipo más utilizado para análisis cualitativos, fosfatos,
azúcares, fertilizantes,...
Cajas de 100 unidades.

Medium filtration speed
Very hard paper
Most used filter paper for qualitative analysis, phosphates, sugars,
fertilizers,...
Boxes of 100 units

| Plano Plain | Plegado Folded | Ø (mm) Ø (mm) |
|----------------|-------------------|------------------|
| 83221025 | | 25 |
| 83221040 | | 40 |
| 83221055 | | 55 |
| 83221070 | 83222070 | 70 |
| 83221090 | 83222090 | 90 |
| 83221110 | 83222110 | 110 |
| 83221125 | 83222125 | 125 |
| 83221135 | 83222135 | 135 |
| 83221150 | 83222150 | 150 |

| Plano Plain | Plegado Folded | Ø (mm) Ø (mm) |
|----------------|-------------------|------------------|
| 83221185 | 83222185 | 185 |
| 83221210 | 83222210 | 210 |
| 83221240 | 83222240 | 240 |
| 83221270 | 83222270 | 270 |
| 83221320 | 83222320 | 320 |
| 83221385 | 83222385 | 385 |
| 83221450 | 83222450 | 450 |
| 83221500 | 83222500 | 500 |

*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.





Filtros FC26R | Filtres FC26R

Velocidad de filtración rápida

Papel muy puro

Ideal para la preparación y análisis de productos farmacéuticos y análisis metalúrgicos

Cajas de 100 unidades.

| Plano Plain | Plegado Folded | Ø (mm) Ø (mm) |
|----------------|-------------------|------------------|
| 83301025 | | 25 |
| 83301040 | | 40 |
| 83301055 | | 55 |
| 83301070 | 83302070 | 70 |
| 83301090 | 83302090 | 90 |
| 83301110 | 83302110 | 110 |
| 83301125 | 83302125 | 125 |
| 83301135 | 83302135 | 135 |
| 83301150 | 83302150 | 150 |

Fast filtration speed

Very pure paper

Ideal for preparation and analysis of pharmaceutical products and of metallurgical analysis

Boxes of 100 units

| Plano Plain | Plegado Folded | Ø (mm) Ø (mm) |
|----------------|-------------------|------------------|
| 83301185 | 83302185 | 185 |
| 83301210 | 83302210 | 210 |
| 83301240 | 83302240 | 240 |
| 83301270 | 83302270 | 270 |
| 83301320 | 83302320 | 320 |
| 83301385 | 83302385 | 385 |
| 83301450 | 83302450 | 450 |
| 83301500 | 83302500 | 500 |

Filtros FC21R | Filtres FC21R

Velocidad de filtración rápida

Papel muy puro

Ideal para filtración de líquidos mucilaginosos

Cajas de 100 unidades

| Plano Plain | Plegado Folded | Ø (mm) Ø (mm) |
|----------------|-------------------|------------------|
| 83311025 | | 25 |
| 83311040 | | 40 |
| 83311055 | | 55 |
| 83311070 | 83312070 | 70 |
| 83311090 | 83312090 | 90 |
| 83311110 | 83312110 | 110 |
| 83311125 | 83312125 | 125 |
| 83311135 | 83312135 | 135 |
| 83311150 | 83312150 | 150 |

Fast filtration speed

Very pure paper

Ideal for filtration of mucilaginous liquids

Boxes of 100 units

| Plano Plain | Plegado Folded | Ø (mm) Ø (mm) |
|----------------|-------------------|------------------|
| 83311185 | 83312185 | 185 |
| 83311210 | 83312210 | 210 |
| 83311240 | 83312240 | 240 |
| 83311270 | 83312270 | 270 |
| 83311320 | 83312320 | 320 |
| 83311385 | 83312385 | 385 |
| 83311450 | 83312450 | 450 |
| 83311500 | 83312500 | 500 |

*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.





Filtros FC150R | Filtres FC150R

Velocidad de filtración rápida
Papel crepé de 150 g/m²
Ideal para filtración de líquidos cargados
Cajas de 100 unidades.

Fast filtration speed
Crepe paper of 150 g/m²
Ideal filtration of loaded liquids
Boxes of 100 units

| Plano Plain | Plegado Folded | Ø (mm) Ø (mm) |
|----------------|-------------------|------------------|
| 83321025 | | 25 |
| 83321040 | | 40 |
| 83321055 | | 55 |
| 83321070 | | 70 |
| 83321090 | 83322090 | 90 |
| 83321110 | 83322110 | 110 |
| 83321125 | 83322125 | 125 |
| 83321135 | 83322135 | 135 |
| 83321150 | 83322150 | 150 |

| Plano Plain | Plegado Folded | Ø (mm) Ø (mm) |
|----------------|-------------------|------------------|
| 83321185 | 83322185 | 185 |
| 83321210 | 83322210 | 210 |
| 83321240 | 83322240 | 240 |
| 83321270 | 83322270 | 270 |
| 83321320 | 83322320 | 320 |
| 83321385 | 83322385 | 385 |
| 83321450 | 83322450 | 450 |
| 83321500 | 83322500 | 500 |

Filtros FC25R | Filtres FC25R

Velocidad de filtración rápida
Papel liso
Ideal para precipitados de gran volumen
Cajas de 100 unidades.

Fast filtration speed
Smooth paper
Ideal for big volumen precipitates
Boxes of 100 units

| Plano Plain | Plegado Folded | Ø (mm) Ø (mm) |
|----------------|-------------------|------------------|
| 83331025 | | 25 |
| 83331040 | | 40 |
| 83331055 | | 55 |
| 83331070 | 83332070 | 70 |
| 83331090 | 83332090 | 90 |
| 83331110 | 83332110 | 110 |
| 83331125 | 83332125 | 125 |
| 83331135 | 83332135 | 135 |
| 83331150 | 83332150 | 150 |

| Plano Plain | Plegado Folded | Ø (mm) Ø (mm) |
|----------------|-------------------|------------------|
| 83331185 | 83332185 | 185 |
| 83331210 | 83332210 | 210 |
| 83331240 | 83332240 | 240 |
| 83331270 | 83332270 | 270 |
| 83331320 | 83332320 | 320 |
| 83331385 | 83332385 | 385 |
| 83331450 | 83332450 | 450 |
| 83331500 | 83332500 | 500 |

*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.





Filtros FC75R | Filtres FC75R

Velocidad de filtración muy rápida
Papel crepé muy resistente
Ideal para todo tipo de filtración muy rápida
Cajas de 100 unidades.

Very fast filtration speed
Very resistant crepe paper
Ideal for all kinds of fast filtrations
Boxes of 100 units

| Plano Plain | Plegado Folded | Ø (mm) Ø (mm) |
|----------------|-------------------|------------------|
| 82101012 | | 12 |
| 82101022 | | 22 |
| 82101040 | | 40 |
| 82101055 | | 55 |
| 82101070 | 82102070 | 70 |
| 82101090 | 82102090 | 90 |
| 82101110 | 82102110 | 110 |

| Plano Plain | Plegado Folded | Ø (mm) Ø (mm) |
|----------------|-------------------|------------------|
| 82101125 | 82102125 | 125 |
| 82101135 | 82102135 | 135 |
| 82101150 | 82102150 | 150 |
| 82101185 | 82102185 | 185 |
| 82101210 | 82102210 | 210 |
| 82101240 | 82102240 | 240 |

Filtros de microfibras de vidrio | Glass microfibre filters

Marca|Trademark: **FiltresRS**

Aplicación en industria alimentaria, agua y disolventes, análisis de contaminación atmosférica, productos derivados del petróleo, etc.

Application: food industry, water and solvents industry, analysis of atmospheric pollution, petroleum derivates, etc.



| Tipo Type | Eficacia Efficiency | Gramaje Weight (g/m ²) | Grosor Thickness (mm) | Retención Retention (µm) | Vel. Filtración Filt. speed (s) | Resist. en húmedo Resist., wet state |
|--------------|------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| FV280 | 99.99 | 85 | 0.80 | 0.7 | 12 | Muy buena / Very good |
| FV290 | 99.99 | 200 | 1.70 | 0.8 | 24 | Buena / Good |
| FV340 | 95 | 50 | 0.30 | 2 | 8 | Media / Medium |
| FV380 | 95 | 85 | 0.80 | 1.6 | 8 | Media / Medium |

*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.





Filtros FV280 | Filtres FV280

Para análisis bioquímicos y de contaminación atmosférica
Cajas de 100 unidades.

For Biochemistry and atmospheric pollution analysis
Boxes of 100 units

| Plano Plain | Ø (mm) Ø (mm) |
|----------------|------------------|
| 84001020 | 20 |
| 84001021 | 21 |
| 84001024 | 24 |
| 84001025 | 25 |
| 84001040 | 40 |
| 84001045 | 45 |
| 84001047 | 47 |
| 84001055 | 55 |
| 84001060 | 60 |
| 84001070 | 70 |
| 84001090 | 90 |

| Plano Plain | Ø (mm) Ø (mm) |
|----------------|------------------|
| 84001110 | 110 |
| 84001125 | 125 |
| 84001130 | 130 |
| 84001140 | 140 |
| 84001150 | 150 |
| 84001160 | 160 |
| 84001185 | 185 |
| 84001200 | 200 |
| 84001210 | 210 |
| 84001240 | 240 |

Filtros FV290 | Filtres FV290

Para filtración de precipitados muy finos con gran capacidad de
retención

For filtration of very thin precipitates with very high retention

| Plano Plain | Ø (mm) Ø (mm) | Uds / caja Units / box |
|----------------|------------------|---------------------------|
| 84011020 | 20 | 100 |
| 84011021 | 21 | 100 |
| 84011024 | 24 | 100 |
| 84011025 | 25 | 100 |
| 84011040 | 40 | 100 |
| 84011045 | 45 | 100 |
| 84011047 | 47 | 100 |
| 84011055 | 55 | 100 |
| 84011060 | 60 | 100 |
| 84011070 | 70 | 100 |
| 84011090 | 90 | 25 |

| Plano Plain | Ø (mm) Ø (mm) | Uds / caja Units / box |
|----------------|------------------|---------------------------|
| 84011110 | 110 | 25 |
| 84011125 | 125 | 25 |
| 84011130 | 130 | 25 |
| 84011140 | 140 | 25 |
| 84011150 | 150 | 25 |
| 84011160 | 160 | 25 |
| 84011185 | 185 | 25 |
| 84011200 | 200 | 25 |
| 84011210 | 210 | 25 |
| 84011240 | 240 | 25 |

*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.





Filtros FV340 | Filtres FV340

Ideal para el control de la contaminación atmosférica
Cajas de 100 unidades.

Ideal for control of atmospheric pollution
Boxes of 100 units

| Plano Plain | Ø (mm) Ø (mm) |
|----------------|------------------|
| 84021020 | 20 |
| 84021021 | 21 |
| 84021024 | 24 |
| 84021025 | 25 |
| 84021040 | 40 |
| 84021045 | 45 |
| 84021047 | 47 |
| 84021055 | 55 |
| 84021060 | 60 |
| 84021070 | 70 |
| 84021090 | 90 |

| Plano Plain | Ø (mm) Ø (mm) |
|----------------|------------------|
| 84021110 | 110 |
| 84021125 | 125 |
| 84021130 | 130 |
| 84021140 | 140 |
| 84021150 | 150 |
| 84021160 | 160 |
| 84021185 | 185 |
| 84021200 | 200 |
| 84021210 | 210 |
| 84021240 | 240 |

Filtros FV380 | Filtres FV380

Ideal para usar como pre-filtro para una posterior filtración con
membrana

Ideal for using as pre-filters in membrane filtration

| Plano Plain | Ø (mm) Ø (mm) | Uds / caja Units / box |
|----------------|------------------|---------------------------|
| 84031020 | 20 | 100 |
| 84031021 | 21 | 100 |
| 84031024 | 24 | 100 |
| 84031025 | 25 | 100 |
| 84031040 | 40 | 100 |
| 84031045 | 45 | 100 |
| 84031047 | 47 | 100 |
| 84031055 | 55 | 100 |
| 84031060 | 60 | 100 |
| 84031070 | 70 | 100 |
| 84031090 | 90 | 25 |

| Plano Plain | Ø (mm) Ø (mm) | Uds / caja Units / box |
|----------------|------------------|---------------------------|
| 84031110 | 110 | 25 |
| 84031125 | 125 | 25 |
| 84031130 | 130 | 25 |
| 84031140 | 140 | 25 |
| 84031150 | 150 | 25 |
| 84031160 | 160 | 25 |
| 84031185 | 185 | 25 |
| 84031200 | 200 | 25 |
| 84031210 | 210 | 25 |
| 84031240 | 240 | 25 |

*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.





Filtros de microfibras de cuarzo | Quartz microfibre filters

Marca|Trademark: **FiltresRS**

Gran resistencia térmica
Especialmente indicados para control de nivel de polución en chimeneas industriales

Very high thermal resistance
Especially aimed to control of pollution in industrial chimneys



| Tipo Type | Eficacia Efficiency (DOP 0.3 μ) | Gramaje Weight (g/m ²) | Grosor Thickness (mm) |
|--------------|--|--|-----------------------------|
| SCLO | 80 | 0.2 | 3 |
| SCMO | 80 | 0.16 | 6 |
| SCRO | 80 | 0.16 | 10 |
| SCTR | 80 | 0.13 | 15 |
| SCSG | 80 | 0.16 | 6 |

Trazas de metales (μ g/g) / Trace metals (μ g/g)

| Al | Ba | Ca | Cd | Co | Cr | Cu | Fe | Mg | Mn | Na | Ni | Pb | Sr | Ti | V | Zn |
|-----|----|-----|-------|-------|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|
| 300 | 10 | 250 | 0.002 | < 0.5 | 2 | 2 | 50 | 25 | 2 | 100 | 2 | < 1 | 3 | < 1 | < 5 | 6 |

Valores obtenidos mediante análisis AAS (espectroscopía de absorción atómica)

Values obtained by AAS test (Atomic Absorption Spectroscopy)

| Plano Plain | Ø (mm) Ø (mm) | Plano Plain | Ø (mm) Ø (mm) |
|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 84101025 | 25 | 84101110 | 110 |
| 84101037 | 37 | 84101118 | 118 |
| 84101045 | 45 | 84101120 | 120 |
| 84101047 | 47 | 84101130 | 130 |
| 84101050 | 50 | 84101142 | 142 |
| 84101055 | 55 | 84101150 | 150 |
| 84101076 | 76 | 84101185 | 185 |
| 84101090 | 90 | 84101220 | 220 |
| 84101100 | 100 | 84101293 | 293 |
| 84101103 | 103 | | |

*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.





Tabla de equivalencias | **Equivalence chart**

Nota: las equivalencias entre papel de filtro de diferentes fabricantes se indican a modo informativo para facilitar el cambio entre marcas. Dos papeles de filtro nunca son exactamente iguales y es recomendable realizar una prueba antes de su empleo en una técnica concreta.

Note: the equivalence between filter paper from different manufacturers is provided for informational purposes to facilitate switching between brands. Filter papers are never exactly alike and it is advisable to test them before use in a specific technique.

| FILTRES RS | DURIEUX | WHATMAN | SARTORIUS MUNKTELL | FIORONI | PRAT DUMAS | MACHEREY | SCHLEICHER & SCHUELL | ADVANTEC |
|------------|------------|---------|--------------------|---------|------------|-----------|----------------------|----------|
| FSCLO | 111 BLEU | 42 | 391 | 14 | 6601 | 640 de | | 5C |
| FSCMO | 111 BLANC | 40 | 392 | 13 | 6600 | 640 w | 589/6 | 5B |
| FSCRO | 111 ROUGE | 41 | 389 | 12 | 6602 | 615 | 589/2 | 7 |
| FSCSG | 111 VERT | 43 | | 32 | 6602 | | 589/5 | 6 |
| FSCTR | 113 NOIR | 41 | 389F | 11 | 603 | 640we | 589/2 | 7 |
| FSCLO | 115 | 52/50 | 1289 | 153 | 600/601 | 1672/1674 | | |
| FC28M | 128 | | 292 | 113 | | | | |
| FC27E | 127 | 113 | 289 | | 613 | | | |
| FC75M | SUPER | 31 | | 111 | | | | |
| FC20M | 120 | 32/1 | 290 | 114 | | | | |
| FC26R | 126 | 2 | 292 | | 110 | 616 md | 597 | 2 |
| FC22L | 122 | 3 | 291 | | 210 | | | 131 |
| FC75R | 200 | 4 | 416 / 291 | | | | 604 | 101 |
| FC29E | 129 | 2589a | 293 / SB2 | | 116 | 619de | | |
| FC49L | 149 | | | 115 | | | | |
| FC21R | 121 | 17/AA | C250 | | | | | |
| FC150R | 400 | 120 | | | | | | |
| SP | SEPARATEUR | 1PS | | | 306H | | | |
| FV280 | D28 | GF/A | GMF5 | 259 | 8837 | GF-1 | GF 50 | GA 55 |
| FV290 | D29 | GF/B | GMF2 | 260 | 88140 | GF-2 | GF 51 | GB 140 |
| FV340 | D34 | GF/C | GMF1 | | 8855 | GF-3 | GF 52 | GC 50 |
| FV380 | D38 | GF/F | | 262 | | GF-5 | GF 55 | GF 75 |

*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.

