

TECHNICAL SPECIFICATIONS – CARATTERISTICHE TECNICHE

Item Articolo	Tissue embedding cassette UNI type Cassette per istologia tipo UNI
Use (use destination) Utilizzo (destinazione d'uso)	Cassette for laboratory use. To be used for paraffin inclusions. Universal type Cassette per uso in laboratorio. Per inclusioni istologiche in paraffina. Tipo universale
Material Materia prima	POM POM
automated (or not) automatizzato (o no)	not automated. non automatizzato.
Type of specimen required Tipo di campione richiesto	Can be used with histological samples Utilizzabile con campioni istologici
Intended user Utilizzatore a cui il dispositivo è destinato	Intended for qualified laboratory users Per impiego in laboratorio da parte di personale qualificato
Rational for the qualification of the product as a device Motivo razionale per la qualifica del prodotto come dispositivo	Product qualified as a device to conform with intended use in companion diagnostic Qualificato CE IVD per utilizzo in laboratori diagnostici
IFU Istruzioni per l'uso	Tissue embedding cassette UNI type <ul style="list-style-type: none"> Refer to laboratory protocols for use in analysis report to the product distributor any defects that prevent the use of the cassette dispose of the cassette according to the provisions of current legislation. wear gloves and appropriate DPI when using potentially contaminated samples. Keep out of reach of children <u>Disposable device</u> Cassette per istologia tipo UNI <ul style="list-style-type: none"> usare seguendo i protocolli del Laboratorio di Analisi segnalare al distributore del prodotto eventuali difetti che impediscano l'utilizzo delle cassette eliminare le cassette istologiche secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. indossare guanti ed appositi DPI in caso di utilizzo di campioni potenzialmente contaminati. tenere lontano dalla portata dei bambini <u>articolo monouso</u>

CODES & DIMENSIONS – CODICI E DIMENSIONI

Code Codice	Dimensions/Dimensioni mm
2921 Available in white (03), blue (04) yellow (06) Green (12) pink (13) red (10) Disponibile in bianco (03), blu (04) giallo (06) verde (12) rosa (13) rosso (10)	40 x 28 x 6,8 cassette angle 45° angolo cassetta 45°



GENERAL REQUIREMENTS/CONFORMITIES – PROPRIETA' GENERALI / CONFORMITA'

CE IVD	Yes/Sì
Sterile – Sterile	No
Tolerated temperatures/temperature tollerate	Min -40° C Max + 110°C
Shelf life/Validità del prodotto	5 years/5 anni

CHEMICAL RESISTANCE OF POM – RESISTENZE CHIMICHE DEL POM

Categories of substances Categorie di sostanze	Reference Riferimento	Concen. %	T. 20°	T. 40°	T.° 60
Inorganic Acid Acido inorganico	Sulphuric acid Acido Solforico	98	C	-	-
Organic Acid Acido Organico	Benzoic acid Acido Benzoico	100	B	B	C
Alcohol Alcole	Ethanol Etanolo	100	A	B	B
Aldehydes Aldeide	Acetaldehyde Acetaldeide	100	A	A	A
Inorganic alkali Base inorganica	Sodium hydroxide Idrossido di Sodio	50	C	-	-
Organic alkali Base organica	Aniline Anilina	100	A	B	C
Ketone Chetone	Acetone Acetone	100	-	-	-
Esther Estere	Ethyl Acetate Acetato di Etile	100	B	C	-

Hydrocarbons, halogenated Idrocarburo Idrogenato	Dichloroethylene Dicloroetilene	100	C	-	-
Hydrocarbons, aromatic Idrocarburo Aromatico	Benzene Benzene	100	A	B	C
Hydrocarbons, linear Idrocarburo Lineare	Hexane Esano	100	A	A	A
Supersolvent Supersolvente	Tetrahydrofuran Tetraidrofurano	100	A	B	B

Legenda (not applicable if neglected):

Legenda (non applicabile dove non segnalato)

- A: fair resistance; exposure (30 days) to the chemical does not cause any damage;
- A: ottima resistenza: l'esposizione (30gg.) alla sostanza non causa danni;
- B: sufficient resistance; exposure causes damage of poor importance, which sometimes is only temporary;
- B: buona resistenza: l'esposizione causa danni minori, alcuni dei quali reversibili;
- C: poor resistance; exposure to chemical is not allowed or causes immediate permanent damage.
- C: scarsa resistenza: non è possibile l'esposizione alla sostanza oppure avvengono danni irreversibili immediati.

Results of testing with referenced materials have to be considered as indication: in case of specific use it is recommended to carry out preliminary testing.

I risultati delle prove con le sostanze di riferimento sono puramente indicativi: durante l'utilizzo specifico si consiglia sempre di effettuare test preventivi.

PACKAGING / CONFEZIONAMENTO

CODE CODICE	MINIMUM PACK PCS CONFEZIONAMENTO MINIMO PZ	CASE PCS SCATOLA PZ
292103 white/bianco	500	4 x 500
292104 blue/blu	500	4 x 500
292106 yellow/giallo	500	4 x 500
292110 red/rosso	500	4 x 500
292112 green/verde	500	4 x 500
292113 pink/rosa	500	4 x 500