

**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
GRADILLAS DE POLIPROPILENO**

**ASSEMBLY INSTRUCTIONS
FOR POLYPROPYLENE RACKS**

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE
DES GRADILLES EN POLYPROPYLÈNE**

Ref. - Code - Réf. BJB001-BJB020



Este manual es parte integrante del aparato y debe estar a disposición de todos los usuarios. Le recomendamos que lea atentamente este manual y siga todos los procedimientos de funcionamiento, para obtener el mejor rendimiento y una mayor vida útil del aparato.

This manual should be available for all users of these equipments. To get the best results and a higher duration of this equipment it is advisable to read carefully this manual and follow the processes of use.

Ce manuel fait partie intégrante de l'appareil, c'est pourquoi il doit être disponible pour tous les utilisateurs. Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel et de suivre toutes les procédures d'utilisation, afin d'obtenir les meilleures prestations et une plus grande durée de vie de l'appareil.

ÍNDICE DE IDIOMAS

Castellano	2
Inglés	3
Francés	4

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Aptas para aplicaciones en medios acuosos sin pérdida de estabilidad
- Resistentes a procesos de esterilización en autoclave
- Diseño modular que permite el apilamiento seguro de varias gradillas
- Sistema de encaje rápido sin necesidad de herramientas
- Numeración y disposición que facilitan la localización de muestras
- Zonas específicas destinadas a la colocación de etiquetas o códigos de identificación.

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE

1. Coloque la base sobre una superficie plana con la palabra “BOTTOM” hacia abajo.
2. Pliegue un panel lateral y encaje sus pestañas inferiores en las ranuras de la base. Asegúrese de que los números impresos en la parte inferior queden hacia arriba.
3. Coloque el estante inferior con los números hacia arriba y encaje sus pestañas en las ranuras de la base y del panel lateral.
4. Pliegue el segundo panel lateral y encaje sus pestañas en la base y en el estante inferior.
5. Encaje el estante superior en las ranuras superiores de los paneles laterales.
6. Pliegue los paneles de los extremos e inserte sus pestañas en las ranuras de la base, del estante inferior y del estante superior.

