



ETUVES DE SÉCHAGE ET STÉRILISATION

PREMIER
SERIE



Étuves de séchage et stérilisation "Conterm"

À CONVECTION NATURELLE.
THERMOSTAT RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE ET THERMOMÈTRE DIGITALE.
POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DEPUIS 40 °C, À 250 °C.
STABILITÉ: ±0,5 °C, À 150 °C. HOMOGENÉITÉ: ±1,5 °C, À 150 °C.



SÉCURITÉ:

NORME EN 61010. LIMITATEUR FIXE DE SURCHAUFFE INCORPORE.
NORME DIN 12880.2 (CLASSE 2 ET 3.1) THERMOSTAT DE SECURITE REGLABLE INCORPORE.

CARACTÉRISTIQUES, PANNEAU DE COMMANDES, SÉCURITÉ, NORMES ET ACCESSOIRES (voir pages 138 et 139).



Modèles Conterm, codes 2000250, 2000251 et 2000253.




Modèle Conterm type Poupinel, codes 2000252 et 2000254.

EQUIPEMENT STANDARD:

2 étagères et 4 guide-étagères.

MODÈLES

Code	Capacité litres	Haut. / Larg. / Prof. (intérieur) cm			Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm			Guide porte-étagères	Consom. W	Poids Kg
2000250	19	30	25	25	50	60	44	5	580	27
2000251	36	40	30	30	60	65	49	7	870	35
2000252	52	33	47	33	53	82	52	5	980	44
2000253	80	50	40	40	70	74	59	8	1150	54
2000254	150	50	60	50	70	95	68	8	1900	76



Graphique de température-temps.


A. Set à 250 °C: 1 h 30'.

B. Set à 180 °C: 1 h 12'.

C. Set à 100 °C: 1 h.

ACCESSOIRES

suppléments que, sur demande de l'utilisateur, devront être monté en usine.



2000009 Programmateur horaire de 24 heures pour cycle continu avec cames actionnables chaque 15 minutes pour connexion / déconnexion.

RECHANGES

Guide-étagères et étagères.

Pour étuves code	2000250	2000251	2000252	2000253	2000254
Guide-étagères - 2 unités	2000011	2000012	2000012	2000013	2000015
Étagères	2000021	2000022	2000024	2000023	2000025

Pour chaque étagère, il est nécessaire d'adapter 2 guides.