




Module de transfert

Réf. ZFD006

L'électro-transfert est une technique de grande utilité dans les laboratoires de recherche pour le transfert de macromolécules (protéines ou acides nucléiques) depuis le gel dans lequel elles sont immergées vers une membrane (généralement en nitrocellulose) sur laquelle elles adhèrent et deviennent accessibles pour une détection ultérieure.

Le module de transfert Nahita est principalement utilisé pour le transfert de protéines depuis des gels de polyacrylamide lors de la réalisation de la technique de Western Blot (WB).

- Le module est composé d'un support avec des électrodes en platine résistantes à la corrosion et aux températures élevées, de deux cassettes en polycarbonate avec des plaques perforées permettant le transfert simultané de deux gels, et de 4 tampons nécessaires au processus.
- Les cassettes ainsi que le support sont dotées d'un code couleur pour garantir le bon positionnement du gel pendant le processus de transfert.
- Le module de transfert Nahita est compatible avec :
 - Le réservoir externe de la cuve d'électrophorèse verticale (Réf. : ZFD005)
 - L'alimentation électrique 2-300 V / 5-2000 mA (Réf. : ZFD010)



Référence	ZFD006
Dimensions de la plaque poreuse	95x87 mm
Volume du tampon	500 mL
Conditions de travail	0-40°C; ≤80% HR

Inclus

- 4 tampons



- 2 cassettes en polycarbonate avec plaques perforées

